

Mascherina filtrante monouso mod. LC019

Produttore

Quanzhou haoshiji trading co. Ltd,
Building F, 12th floor, hengdali business building
Gufu village, chidian town, jinjiang city, quanzhou city, fujian province

Importatore

Ditta Piermartiri Giancarlo
C/da Trivio 20/A
63035 Ripatransone AP
PI 00438360448

Descrizione

La mascherina filtrante monouso è composta da strati di tessuto non tessuto termosaldati con elastici per il fissaggio auricolare.

La mascherina FFP3 filtrante monouso è prodotta ai sensi dell'art.16 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18 ed in conformità alle indicazioni della Circolare 0003572-P del 18/03/2020 del Ministero della Salute, pag. 3 par. 3°, 4°, 5°, 6°, 7°.

L'utilizzo della mascherina filtrante monouso non ha effetto sulle buone prassi e sulle norme vigenti, riguardanti igiene e distanze di sicurezza.

Campo d'impiego

La mascherina filtrante monouso limita la diffusione del droplet. Tale dispositivo è ad uso esclusivo della collettività.

Avvertenze

La mascherina deve essere perfettamente posizionata per garantire il livello di protezione previsto.

Non utilizzare se barba o basette impediscono la corretta adesione della mascherina sul viso. L'uso da parte dei minori è consentito solo sotto la diretta sorveglianza di maggiorenni responsabili.

Non modificare in alcun modo tale dispositivo, se danneggiato va sostituito. Il mancato rispetto di tali istruzioni può provocare danni alla salute dell'utente.

Il prodotto non è sterile.

Istruzioni per lo smaltimento: non riciclabile - raccolta indifferenziata

Si precisa che la mascherina filtrante monouso:

- non è un dispositivo di protezione individuale soggetto al Regolamento UE 2016/425,
- non è un dispositivo medico ai sensi della Direttiva 93/42/CEE attualmente in vigore,
- non è un giocattolo ai sensi della Direttiva 2009/48/CE.

Pertanto essa, in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio, non riporta marcatura CE pur essendo costruita secondo precisi standard normativi.